

Кроличья Рab К Rpp30 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P78346

Артикул: CM0024846



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого RPP30 (субъединица р30 РНКазы Р), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезно для изучения процессинга тРНК и рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPP30 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TSG15; RPP30
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10556
GeneID	10556
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-268 человеческого RPP30 (NP_006404.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78346
Молекулярная масса белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом