

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpp38 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P78345

Артикул: CM0023220



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RPP38, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Идеально подходит для изучения рибонуклеазных комплексов Р/MRP, процессинга тРНК и рРНК, а также биологии ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RPP38
Примечания/Альтернативные названия	RPP38
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10557
ID гена	10557
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-110 человеческого белка RPP38 (NP_892117.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	P78345
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом