


Поликлональные Антитела К Rpp40 Для Wb, Elisa - O75818

Артикул: CM0019835



введение

Кроличы поликлональные антитела к белку RPP40 человека (субъединица р40 РНКазы Р). Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Подходят для исследований процессинга тРНК и ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPP40 кроличы поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	RNASEP1; bA428J1.3; RPP40
Вид	Человек
GeneID (человек)	10799
GeneID	10799
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-210 RPP40 человека (NP_001273061)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75818
Молекулярная масса	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом