


Поликлональные Антитела Против Rprd1A Для Вестерн-Блота, Ифа - Q96P16

Артикул: CM0023932



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий RPRD1A, подходят для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Подходят для изучения регуляции транскрипции и контроля клеточного цикла. Молекулярная масса ~36 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPRD1A кроличья поликлональная АТ
Примечания/Алиасы	P15RS; HsT3101; RPRD1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	55197
ID гена	55197
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96P16
Масса белка	36 кДа
Доставка	Хладоэлемент