

Поликлональные Антитела Против Rprd1B Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqg5

Артикул: CM0018554



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против RPRD1B (CREPT, Kub5-Hera), подходящие для WB, IHC-P, ELISA с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Участвуют в регуляции транскрипции и канцерогенезе, идеально подходят для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPRD1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	K-H; CREPT; NET60; C20orf77; Kub5-Hera; dj1057B20.2; RPRD1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	58490
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-326 человеческого rprd1b (Q9NQG5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQG5
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом