


## Поликлональные Антитела Против Rps10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P46783

Артикул: CM0029290



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против RPS10 обнаруживают белок S10 малой субъединицы рибосомы (40S). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения рибосом и анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RPS10 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Примечания/Псевдоним      | S10; DBA9; eS10; RPS10                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)          | 6204                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого RPS10 (NP_001190174.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | P46783                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 19кДа                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка-холодозащитный элемент                                                                                                               |