


Кроличья Поликлональная Антитела Против Rps12 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P25398

Артикул: CM0026669



введение

Кроличья поликлональные антитела против RPS12, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Распознают 40S рибосомный белок S12 (eS12), ключевой компонент малой рибосомной субъединицы, участвующий в биогенезе рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против RPS12
Примечания/Альтернативные названия	S12; eS12; RPS12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6206
GeneID	6206
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-132 белка RPS12 человека (NP_001007.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25398
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом