


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rps13 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P62277

Артикул: CM0017451



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPS13 (рибосомный белок S13, uS15). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований биогенеза рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RPS13
Примечания/Альтернативные названия	S13; uS15; RPS13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6207
GeneID	6207
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 79-151 человеческого RPS13 (NP_001008.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62277
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом