


Антитела Кролика Против Rps17 (Поликлональные) Для Wb, Elisa - P08708

Артикул: CM0024343



введение

Поликлональные антитела кролика против RPS17 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), валидированные на человеке, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Распознают белок S17 40S рибосомной субъединицы, компонент малой рибосомной субъединицы, участвующий в биогенезе рибосом и развитии анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS17 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Вид	Человек
ID гена (человек)	6218
ID гена	6218
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RPS17 (NP_001012.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P08708
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом