

Поликлональные Антитела Против Rps18 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — P62269

Артикул: CM0012907



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RPS18 (рибосомальный белок 40S S18), валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Реагируют перекрестно с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований рибосом и изучения синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS18 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	KE3, S18, HKE3, KE-3, uS13, D6S218E, RPS18
Вид	Человек
GeneID (человек)	6222
GeneID	6222
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-152 человеческого RPS18 (NP_072045.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62269
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник