


Поликлональное Антитело Против Rps19 Для Вб, Ифа — P39019

Артикул: CM0021727



введение

RPS19 кроличья пАб — это поликлональное антитело к человеческому 40S рибосомному белку S19, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследования биогенеза рибосом и анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS19 кроличья пАб
Примечания/Альтернативные названия	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Вид	Человек
GeneID (человек)	6223
GeneID	6223
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 человеческого RPS19 (NP_001013.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P39019
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Айс-пакет