


Поликлональное Антитело Anti-Rps19Bp1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q86Wx3

Артикул: CM0014928



введение

Кроличье поликлональное антитело против RPS19BP1 (AROS) для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований биогенеза рибосом, регуляции SIRT1 и сигнального пути p53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS19BP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AROS; S19BP; RPS19BP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	91582
ID гена	91582
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-136 человеческого RPS19BP1 (NP_919307.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86WX3
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет