


Моноклональное Антитело Против Rps20 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Ифа — P60866

Артикул: CM0012047



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого RPS20 (40S рибосомальный белок S20). Валидировано для применения в ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рибосом и изучения синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS20 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	S20; uS10; RPS20
Вид антитела	Человек
ID гена (человек)	6224
ID гена	6224
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого RPS20 (P60866)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P60866
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодильный пакет