


Антитело Кролика Против Rps21 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P63220

Артикул: CM0020009



введение

RPS21 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против человеческого RPS21, белка 40S рибосомной субъединицы, необходимого для трансляции. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с мышью. Отлично подходит для изучения функции рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS21 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S21; HLDF; eS21; RPS21
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6227
ID гена	6227
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-81 человеческого RPS21 (NP_001015.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P63220
Молекулярный вес белка	9кДа
Доставка	Сумка со льдом