

Поликлональные Антитела Против Rps23 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P62266

Артикул: CM0019434



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RPS23 (16 кДа), валидированные для WB и ELISA. Идеально подходят для производителей диагностических средств и исследовательских лабораторий, изучающих функцию рибосом и трансляцию. SWISS: P62266.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS23 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6228
GeneID	6228
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-120 человеческого RPS23 (NP_001016.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P62266
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом