


Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Rps24 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — P62847

Артикул: CM0017962



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-RPS24 от CamelBio валидированы для методов WB, IHC-P, IP, ELISA. Антитела нацелены на человеческий рибосомальный белок 40S S24 (eS24), обладают перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований биогенеза рибосом, трансляции и анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS24 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	S24; DBA3; eS24; RPS24
Вид	Человек
ID гена (человек)	6229
ID гена	6229
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-130 человеческого RPS24 (NP_148982.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62847
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовая упаковка