


Поликлональное Антитело Anti-Rps25 Для Wb, If/Icc, Elisa - P62851

Артикул: CM0015982



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на рибосомный белок S25 (RPS25/eS25). Валидировано для применений WB, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения синтеза рибосомных белков и биологии малой субъединицы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS25 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	S25; eS25; RPS25
Вид	Человек
GeneID (человек)	6230
GeneID	6230
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности от аминокислоты 50 до С-конца человеческого RPS25 (NP_001019.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62851
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Пакет со льдом