


Поликлональное Антитело Anti-Rps26 Для Wb И Elisa - P62854

Артикул: CM0014897



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий RPS26 (рибосомный белок S26 малой субъединицы 40S, 13 кДа). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RPS26
Примечания/синонимы	S26; eS26; DBA10; RPS26
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6231
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого RPS26 (NP_001020.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62854
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом