


Поликлональные Антитела Кролика К Rps27 Для Вб, Ифа - P42677

Артикул: CM0026631



введение

Поликлональные антитела кролика против RPS27 (40S рибосомальный белок S27). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; реагируют с образцами человека и крысы. Масса мишени составляет ~9 кДа. Полезны для исследований биогенеза рибосом и анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS27 кроличьи пАнт
Примечания/Альтернативные названия	S27; MPS1; eS27; DBA17; MPS-1; RPS27
Вид	Человек
GeneID (человек)	6232
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, соответствующий аминокислотам 1-84 человеческого RPS27 (NP_001021.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P42677
Масса белка	9 кДа
Доставка	Холодильный пакет