

Поликлональное Антитело Против Rps27A Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62979

Артикул: CM0013727



введение

Кроличье поликлональное антитело против RPS27A — убиквитин-рибосомального белка слияния, участвующего в деградации белков и трансляции. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA на материале человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигналинга с участием убиквитина, пути протеасомы и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS27A кроличье пАт
Примечания/псевдонимы	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Вид	Человек
ID гена (человек)	6233
ID гена	6233
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1–156 человеческого RPS27A (NP_001170884.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62979
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Аккумулятор холода