


## Поликлональные Антитела Против Rps27A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Артикул: CM0023833



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RPS27A (слитый белок убиквитин-рибосомальный белок eS31). Идеально подходят для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Валидированы в исследованиях сигнального пути убиквитина и функции рибосом.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RPS27A кроличьи pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдонимы     | UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| ID гена (Человек)         | 6233                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 6233                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого RPS27A (NP_001170884.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | P62979                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 18кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                        |