

Поликлональные Антитела Против Rps27A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Артикул: CM0023813

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RPS27A (слияния убиквитин-рибосомального белка eS31). Идеально подходят для применений WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с человеком, мышью, крысой. Валидированы для исследования убиквитин-зависимой сигнализации и функции рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS27A кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Вид	Человек
ID гена (человек)	6233
ID гена	6233
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-156 человеческого RPS27A (NP_001170884.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62979
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодовой пакет