

Кроличья Поликлональная Анти-Rps27L Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q71Um5

Артикул: CM0023598

введение

Кролижье поликлональное антитело против человеческого RPS27L, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Подходит для исследований рибосомных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS27L Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPS27L
Вид	Человек
GeneID (человек)	51065
GeneID	51065
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-84 человеческого RPS27L (NP_057004.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q71UM5
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом