

Поликлональное Антитело К Rps28 Для Wb, If/Icc, Elisa - P62857

Артикул: CM0022984



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к RPS28, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с RPS28 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS28 кроличье пАб
Примечания/Алиасы	S28; eS28; DBA15; RPS28
Вид	Человек
GeneID (человек)	6234
GeneID	6234
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 69 позицию RPS28 человека (NP_001022.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62857
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Холодильный пакет