

Поликлональные Антитела Против Rps3 Для Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Артикул: CM0017578



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RPS3, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для обнаружения рибосомных белков и исследований репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S3, uS3, RPS3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6188
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-243 человеческого RPS3 (NP_000996.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23396
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом