

Кроличье Моноклональное Антитело Против Rps3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P23396

Артикул: CM0010656



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого RPS3 (SWISS: P23396). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований рибосомных белков, репарации ДНК и изучения апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против RPS3
Примечания/Альтернативные названия	S3; uS3; RPS3
Вид	Человек
ID гена	6188
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого белка RPS3 (P23396).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23396
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом