


Кроличья Поликлональная Анти-Rps3 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P23396

Артикул: CM0024016



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к RPS3 для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на 40S рибосомный белок S3, участвующий в трансляции, репарации ДНК и апоптозе. Идеально для исследований в клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	S3; uS3; RPS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6188
GeneID	6188
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-243 человеческого белка RPS3 (NP_000996.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23396
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом