


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rps5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P46782

Артикул: CM0030931



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого RPS5 (40S рибосомальный белок S5, uS7), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS5 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	S5; uS7; RPS5
Вид	Человек
GeneID (человек)	6193
GeneID	6193
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-204 человеческого RPS5 (NP_001000.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46782
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовый пакет