


Анти-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q15418 / Q15349 / P51812

Артикул: CM0023263



введение

Кроличья поликлональная антитело против RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнальной трансдукции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 Кроличья pAb
Вид	Человек
GeneID (человек)	6195/6196/6197
GeneID	6195/6196/6197
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 (NP_002944.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
Доставка	Сумка-холодоэлемент