


Поликлональные Антитела Против Rps6Ka3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P51812

Артикул: CM0025437



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RPS6KA3 (RSK2, p90RSK2), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют перекрестно с мышиным и крысиным белком. Обнаруживают полосу ~84 кДа. Подходят для исследования сигналинга ERK/MAPK, трансляции и выживаемости клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS6KA3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3
Вид	Человек
ID гена	6197
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 68-327 человеческого RPS6KA3 (NP_004577.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51812
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодовой пакет