

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rps6Ka4 Для Wb, IHC-P, Elisa — O75676

Артикул: CM0014726

введение

Поликлональное кроличье антитело против рибосомального белка S6-киназы альфа-4 (MSK2, UniProt O75676). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. 86 кДа. Идеально подходит для исследований воспалительных путей и сигнальных путей стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS6KA4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MSK2; RSK-B; S6K-alpha-4; RPS6KA4
Вид	Человек
ID гена (человек)	8986
ID гена	8986
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 673-772 человеческого RPS6KA4 (NP_003933.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75676
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом