


## Поликлональное Антитело Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - 075582

Артикул: CM0030978



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RPS6KA5 (MSK1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения киназной сигнализации в стрессовых и воспалительных ответах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RPS6KA5 Кроличье pAb                                                                                                        |
| Примечания/Алиасы         | MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 9252                                                                                                                        |
| GeneID                    | 9252                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 человеческого RPS6KA5 (NP_004746.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ELISA                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                        |
| SWISS                     | 075582                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 90 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                           |