


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rps7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P62081

Артикул: CM0029585



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого рибосомального белка S7 (RPS7), валидированное для применения в WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA; реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS7 кролика rAb
Примечания/Псевдоним	S7; eS7; DBA8; RPS7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6201
ID гена	6201
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-194 человеческого RPS7 (NP_001002.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62081
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	С ледяным пакетом