


Кроличья Моноклональная Антитела Против Rps8 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P62241

Артикул: CM0003551



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против человеческого RPS8 (рибосомный белок 40S S8, SWISS: P62241). Валидирована для применения в WB, IF/ICC, IP, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований в области рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS8 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Алиасы	S8; eS8; RPS8
Вид	Человек
ID гена	6202
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-208 человеческого RPS8 (NP_001003.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62241
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодильный пакет