

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Rps8 Для Wb, If/Icc, Elisa — P62241

Артикул: CM0021253



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RPS8 (рибосомный белок S8 субъединицы 40S) для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Расчётная молекулярная масса — 24 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	S8; eS8; RPS8
Вид	Человек
ID гена (человек)	6202
ID гена	6202
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-100 человеческого RPS8 (NP_001003.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62241
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Пакет со льдом