


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rps9 Для Wb И Elisa — P46781

Артикул: CM0022643



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий RPS9 (рибосомный белок S9 малой субъединицы 40S), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS9 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	S9; uS4; RPS9
Вид	Человек
GeneID (человек)	6203
GeneID	6203
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-162 человеческого RPS9 (NP_001004.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46781
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом