


Поликлональные Антитела К Rraga Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L523

Артикул: CM0012873



введение

Кроличьи поликлональные антитела к RRAGA, валидированные для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Обнаруживают RRAGA человека, мыши и крысы (FIP1/RAGA). Идеально подходят для исследований сигнализации mTORC1 и распознавания аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRAGA кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Вид	Человек
GeneID (человек)	10670
GeneID	10670
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 213-313 человеческого RRAGA (NP_006561.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L523
Молекулярная масса белка	37кДа
Доставка	Айс-блок