


## Кроличье Поликлональное Антитело Против Rragd Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa - Q9Nql2

Артикул: CM0030656



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Ras-родственного GTP-связывающего белка D (RRAGD), валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком; детектирует белок массой 46 кДа; ключевой регулятор сигналинга mTORC1 в ответ на аминокислоты.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело против RRAGD (pAb)                                                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                  |
| ID гена                            | 58528                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 181-400 человеческого белка RRAGD (NP_067067.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                     |
| SWISS-PROT                         | Q9NQL2                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка           | 46 кДа                                                                                                                                   |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                        |