


Поликлональные Антитела Кролика Против Rras2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P62070

Артикул: CM0029092



введение

RRAS2 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей, связанных с Ras, и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRAS2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NS12, TC21, RRAS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	22800
ID гена	22800
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-204 человеческого RRAS2 (NP_036382.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62070
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет