

Моноклональное Антитело Anti-Rrm1 Для Wb, Elisa — P23921

Артикул: CM0008661



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий RRM1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Эта большая субъединица рибонуклеотидредуктазы массой 90 кДа необходима для синтеза ДНК, что делает антитело идеальным для исследований в области онкологии и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RRM1
Примечания/синонимы	R1, RR1, RIR1, RRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6240
GeneID	6240
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 691–792 человеческого RRM1 (P23921)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23921
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент