

Поликлональное Антитело Против Rrm1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ип, Ифа - P23921

Артикул: CM0012849



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RRM1 (большую субъединицу рибонуклеотидредуктазы) для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Важный инструмент для изучения синтеза ДНК и связанных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	R1; RR1; RIR1; RRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6240
GeneID	6240
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 593-792 человеческого RRM1 (NP_001024.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23921
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	В пакете со льдом