

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rrm1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Иммунопреципитации, Ифа - P23921

Артикул: CM0015499



введение

Кроличье поликлональное антитело против RRM1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, иммунопреципитации и ИФА. Определяет большую субъединицу рибонуклеотидредуктазы (90 кДа) человека и мыши, необходимую для синтеза и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RRM1
Примечания/Альтернативные названия	R1; RR1; RIR1; RRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6240
GeneID	6240
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P23921
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике