


Поликлональные Антитела Против Rrm2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31350

Артикул: CM0029840



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RRM2, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Валидированы для исследований нуклеотидного метаболизма и синтеза ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRM2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6241
ID гена	6241
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-389 человеческого RRM2 (NP_001025.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31350
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодовой пакет