


Анти-Rrm2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P31350

Артикул: CM0011103



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого RRM2 (субъединица M2 рибонуклеотидредуктазы), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований синтеза ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRM2 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6241
GeneID	6241
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-117 человеческого RRM2 (P31350).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31350
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом