

Поликлональные Антитела Против Rrp36 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Eu6

Артикул: CM0013804

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого RRP36 (гомолог белка процессинга рибосомальной РНК 36). Провалидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Белок RRP36 участвует в созревании пре-рРНК, приводящем к образованию 18S рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRP36 кроличья пАт
Примечания/алиасы	C6orf153; dj20C7.4; RRP36
Вид	Человек
GeneID (человек)	88745
GeneID	88745
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-259 человеческого RRP36 (NP_149103.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96EU6
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодильник