


Поликлональные Антитела Anti-Rrp8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O43159

Артикул: CM0023760



введение

Кроличьи поликлональные антитела против RRP8 (Nucleomethylin) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидированы на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения сайленсинга рДНК и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRP8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NML; KIAA0409; RRP8
Вид	Человек
GeneID (человек)	23378
GeneID	23378
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого RRP8 (NP_056139.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43159
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом