

Антитело Кролика Против Rsad2 (Поликлональное) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxg1

Артикул: CM0027807

введение

Кроличьи pAb к RSAD2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Интерферон-индуцируемый противовирусный белок вперин; подходит для изучения врожденного иммунитета и вирусной репликации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RSAD2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SAND; cig5; vig1; cig33; RSAD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	91543
GeneID	91543
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118-361 человеческого RSAD2 (NP_542388.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WYG1
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом