


Кроличье Моноклональное Антитело Против Rsk2 / Rps6Ka3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P51812

Артикул: CM0003356



введение

Кроличье моноклональное антитело RSK2/RPS6KA3, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Определяет RSK2 человека, мыши, крысы (84 кДа). Важно для изучения сигнального пути MAPK/ERK, пролиферации клеток и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против RSK2 / RPS6KA3
Примечания/Альтернативные названия	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RSK2 / RPS6KA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6197
GeneID	6197
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 белка RSK2 / RPS6KA3 человека (P51812).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51812
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом