


Поликлональное Антитело Кролика Против Rsl24D1 Для Вб, Ифа - Q9Uha3

Артикул: CM0021506



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий RSL24D1 — нуклеоларный белок, участвующий в биогенезе рибосомальной субъединицы 60S. Валидировано для ВБ и ИФА, реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для исследований сборки рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RSL24D1 кроличья пАт
Альясы	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
Вид	Человек
GeneID	51187
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 10-80 человеческого RSL24D1 (NP_057388.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UHA3
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодовой пакет