


Кроличья Поликлональная Антитела Против Rspo1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q2Mka7

Артикул: CM0029086



введение

Кроличьи поликлональные антитела к RSP01, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяют RSP01 человека, мыши, крысы. Идеальны для исследования активации пути Wnt/ β -катенина и ниш стволовых клеток. UniProt Q2MKA7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к RSP01
Примечания/Алиасы	RSPO; CRISTIN3; RSP01
Вид	Человек
GeneID	284654
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-210 человеческого RSP01 (NP_001033722.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q2MKA7
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В пакете со льдом